

Kaigo

介護をうける人と介護をする人たちに
「快適な介護環境」を

介護施設・入院病棟・検診センター

業務用

Body care towel

Fuji ボディケアタオル

超
大判

温めても、清潔にさっと使える、
肌にやさしいノンアルコールウエットタイプの【からだふき】

衛生的な個包装で、
院内感染対策に適しています。
医療・介護の現場や、
在宅介護に最適な超大判
(280×500mm)
使い捨てタオルです。

ノンアルコール
保湿剤配合



20235

- 二酸化塩素系薬剤を使用していないので嫌な刺激臭がなく患者様に快適な介護を提供できます。
- 一枚でもたっぷり使える強くてボリュームのある素材、お尻拭きに使っても裏移りの心配がありません。
- 訪問介護、在宅介護等で便利な個包装で持ち運びしやすい。

ボディケアタオル超大判

品番: 20235

Jan: 4942015202351

スパンレース

入数: 400本入
(50本×8袋)

原紙寸法: 280×500mm

素材: レーヨン・PET 不織布 (厚手)
成分: プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
ベンザルコニウムクロリド、水
保湿成分: アミノ酸系湿潤剤 (PCA-Na)

ご使用上の注意

- 目及び目のまわりには使用しないで下さい。
- お肌に異常のある場合やお肌に合わない場合は、ご使用しないで下さい。
- 電子レンジで使用される場合は、必ず開封してから温めて下さい。(密封状態での加熱は破袋して危険です。)
- 温めの目安 (電子レンジ 500W の場合)
1本~3本▶▶約20秒、5本▶▶▶約40秒、10本▶▶▶▶約60秒で温めて下さい。

※必要以上の加熱、おしぼりウォーマー内での放置はご遠慮下さい。

注 流しや水洗トイレには流さないで下さい。
水に溶けにくい為、パイプ詰まりの原因になります。



介護タオルとして、体拭きや大人のお尻拭きなどに幅広く使えます。



オイルマッサージ等エステや美容・理容マッサージ等で



スポーツの後の汗拭きや洗浄に



厚み、強度、伸縮性を兼ね備えた素材を使用

●お問い合わせは

FUJINAP CO., LTD.

Kaigo

介護をうける人と介護をする人たちに「快適な介護環境」を

介護施設・入院病棟・検診センター

Body care towel

からだふき

Fuji ボディケアタオル

手軽に持ち運べる衛生的な個包装
ノンアルコールで優しい肌触り、
大判ウエットタイプの身体拭き。

超大判
28×50cm

20本入

衛生的な個包装は
医療介護の現場、在宅介護、
ジム、水の使えない環境や
野外での活動に便利です。
～大判ウエットタイプ～

ノンアルコール
保湿剤配合



20278

ボディケアタオル超大判 20本入

品番:20278

スパンレース

Jan:4942015202788

入数:480本入(20本×24袋)

原紙寸法:280×500mm

素材:レーヨン・PET不織布(厚手)

成分:ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
ベンザルコニウムクロリド、水

保湿成分:アミノ酸系湿潤剤(PCNA-Na)

ご使用上の注意

- 目及び目のまわりには使用しないで下さい。
- お肌に異常のある場合やお肌に合わない場合は、ご使用しないで下さい。
- 電子レンジで使用される場合は、必ず開封してから温めて下さい。(密封状態での加熱は破袋して危険です。)
- 出荷時にはチャックは開封した状態となっております。ご使用時にチャックをお使い下さい。

●温めの目安(電子レンジ500Wの場合)

1本~3本▶▶約20秒、5本▶▶▶約40秒、

10本▶▶▶▶約60秒で温めて下さい。

※必要以上の加熱、おしぼりウォーマー内での放置はご遠慮下さい。

注 流しや水洗トイレには流さないで下さい。
水に溶けにくい為、パイプ詰まりの原因になります。



介護タオルとして、体拭きや大人のお尻拭きなどに幅広く使えます。



オイルマッサージ等エステや美容・理容マッサージ等で



スポーツの後の汗拭きや洗浄に



厚み、強度、伸縮性を兼ね備えた素材を使用

FUJINAP CO.,LTD.

■東京本社 TEL03(5806)4681
■大阪本社 TEL06(6762)2525